Relatório Experiência 06: Volumetria Redox

II. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO NA ÁGUA SANITÁRIA UTILIZANDO TITULAÇÃO IODOMÉTRICA

II.1 Padronização da solução de Tiossulfato de Sódio (Na₂S₂O₃)

1) Calcule a concentração Molar da solução de tiossulfato de sódio:

Massa de K ₂ Cr ₂ O ₇ (MM= 294,19 g.mol ⁻¹)	Volume de Na ₂ S ₂ O ₃
0,082 g	17,30 mL
0,080 g	16,70 mL
0,078 g	16,40 mL

Após a diluição do $K_2Cr_2O_7$ em água e adição da solução de KI_J a reação que ocorreu para formação do iodo foi

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6I^- \longrightarrow + 2C_r^{3+} + 7H_2O + 3I_2$$

E a reação de padronização ocorre entre o iodo e o analito: I₂ + 25₂0₃²- → 5₄0₅ + 2 I⁻

Assim, cada mol de $K_2Cr_2O_2$ produz 3 mols de I_2 , e cada mol de I_2 consome 2 mols de $Na_2S_2O_3$. logo, a relação entre o analito e o titulante é de 1 para 6.

Vamos calcular a concentração obtida em cada repetição:

1° PADRONIZAÇÃO

Número de mols de
$$K_2Cr_2O_7 = \frac{0.082 (a)}{294.19 (a)mol} = 2.7873 \cdot 10^4 \text{ mols}$$

... Na₂S₂O₃ = $6 \cdot 2.7873 \cdot 10^{-4} = 1.6723 \cdot 10^{-3} \text{ mols}$

Concentração de Na₂S₂O₃ = $\frac{n}{V} = \frac{1.6723 \cdot 10^{-3}}{17.3 \cdot 10^{-3}} = 9.67 \cdot 10^{-2} \text{ M}$

2ª PADRONIZAÇÃO

mols de
$$K_2(r_2O_7) = \frac{0.08}{294.19} = 2.7193 \cdot 10^{-4}$$
 mols

mols de $Na_2S_2O_3 = 6 \times 2.7193 \cdot 10^{-4} = 1.6316 \cdot 10^{-3}$ mols

concentração = $\frac{1.6316 \cdot 10^{-3}}{16.7 \cdot 10^{-3}} = 9.77 \cdot 10^{-2}$ M

3ª PADRONIZAÇÃO

mols de
$$K_2Cr_2O_7 = \frac{0.078}{294.19} = 2.6513 \cdot 10^{-4}$$
 mols

mols de $Na_2S_2O_3 = 6 \cdot 2.6S13 \cdot 10^{-4} = 1.5908 \cdot 10^{-3}$ mols

concentração = $\frac{1.5908 \cdot 10^{-3}}{16.4 \cdot 10^{-3}} = 9.7 \cdot 10^{-2}$ M

Assim, extraindo a média das 3 padronizações, obtemos que a concentração da solução de $Na_2S_2O_3$ é

$$\left[\frac{9,67+9,77+9,7}{3}\right]\cdot 10^{-2} = 9,713\cdot 10^{-2} \text{ mols/Little}$$

- 2) Calcule a concentração Molar de hipoclorito de sódio na água sanitária comercial, titulados com solução de tiossulfato padronizada acima, sabendo que:
- foram tituladas alíquotas de 25,00 mL da água sanitária diluída 1:10.
- A média obtida dos volumes da solução de tiossulfato de três titulações é de **16,70 mL**.

Semethante ao exercício 1, observamos que cada mol de hipoclorito produz 1 mol de I_z , e cada mol de I_z consome 2 mols de $Na_2S_2O_3$. Logo, a relação entre o analito e a solução padrão é de 1 para 2.

Como foram consumidos 16,7 ml de tiossulfato, e sabemos que a concentração é de 9,713.10⁻² M, então foram consumidos

$$9,713.10^{-2}$$
 (mol/L) · $16,7.10^{-3}$ (L) = $1.622.10^{-3}$ mols de $Na_2 S_2 O_3$

Logo, havia no analito a metade dessa quantidade: $\frac{1,622 \cdot 10^{-3}}{2} = 8,11 \cdot 10^{-4} \text{ mols de hipoclarito de sódio.}$

Portanto, podemos determinar a concentração da aliquota de 25 ml de água sanitária dilvida:

$$\frac{8.11 \cdot 10^{-4} \text{ (mols)}}{25 \cdot 10^{-3} \text{ (L)}} = 3.244 \cdot 10^{-2} \text{ M}$$

Porem, como essa amostra estava diluída em proporção 1:10, temos que a concentração original da água sanitária é 10 vezes maior.

Assim, a concentração de hipoclorito de sódio ha ógua sanitária comercial é de 0,3244 mols por Litro

3) Sabendo que a densidade da água sanitária comercial é de 1,03 g/mL, à partir dos dados do item anterior calcule a porcentagem em massa de hipoclorito de sódio (dados do fabricante indicam de 2 - 3%). (MM NaOCl= 74,5 g.mol⁻¹).

Em 1 Litro de água sanitária, há 0,3244 mols de NaOCL.

Como a massa molar é de 74,5 g/mol, então nesse 1 Litro há

0,3244 (mols) . 74,5 (8/mol) = 24,1678 gramas de NaOCL

Como a densidade do produto é de 1,03 g/ml, então em 1 Litro há 1030 gramas de água sanitária.

Portanto, a densidade em massa do hipoclorito de sódio é de

$$\frac{24,1678}{1030} = 0.0234 = 2.34 \%$$

Os dados do fabricante estão consistentes.

4) Explique como funciona o indicador de amido nas titulações iodométricas e porque ele deve ser adicionado mais próximo do fim da titulação.

O amido é utilizado por conta da forte coloração azul escura vinda da reação com os cons IT. Essa reação gera um con complexo, responsavel pela coloração.

Quando todo os ions I reagem com o titulante, então a solvião perde a coloração.

O amido precisa ser adicionado próximo ao tim da titulação por que o complexo formado é INSOLÚVEL em soluções com alta concentração de iodo. Então se o amido fosse adicionado no início, a padronização seria prejudicada, pois parte do iodo não reagiria com a solução padrão.

fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/lodine%E2%80%93starch_test